

MODALITÉ DE PRÉLÈVEMENT

FROTTIS DE GORGE ET ORL



IMPORTANT

SI VOUS AVEZ DIFFÉRENTS TYPES D'ÉCHANTILLONS À RÉALISER, LE PRÉLÈVEMENT SANGUIN DOIT TOUJOURS SE FAIRE EN DERNIER.

MATÉRIEL

Pour réaliser ce prélèvement, nous vous fournissons :

- 1 écouvillon.
- 1 tube à bouchon rose.



IMPORTANT

Le tube ne peut pas être rincé.

Il contient un milieu liquide AMIES indispensable à l'analyse.



ÉTAPE 1




Notez sur l'étiquette du tube fourni votre nom, prénom et l'heure de prélèvement.

ÉTAPE 2




Lavez-vous soigneusement les mains.

ÉTAPE 3




Ouvrez l'emballage stérile et sortez l'écouvillon. Veillez à ne pas toucher l'extrémité de l'écouvillon avec vos doigts.

ÉTAPE 4



Insérez délicatement l'écouvillon dans la bouche, en veillant à le maintenir en contact avec les amygdales et le fond de la gorge, puis retirez l'écouvillon sans toucher la langue et l'intérieur des joues.

ÉTAPE 5



Transférez l'écouvillon dans le tube et cassez la tige de l'écouvillon au niveau du trait rouge.

ÉTAPE 6



Fermez hermétiquement le tube et placez-le dans le sachet prévu à cet effet.