

MODALITÉ DE PRÉLÈVEMENT

PHANÈRES

⚠ IMPORTANT

SI VOUS AVEZ DIFFÉRENTS TYPES D'ÉCHANTILLONS À RÉALISER, LE PRÉLÈVEMENT SANGUIN DOIT TOUJOURS SE FAIRE EN DERNIER.

MATÉRIEL

Pour réaliser ce prélèvement, nous vous fournissons :

- 1 récipient stérile.

⚠ IMPORTANT

Il faut respecter un délai minimum entre l'arrêt du traitement antifongique et le prélèvement.

Tout traitement doit être arrêté depuis au moins:

- **3 mois** pour les traitements systémiques et/ou locaux par vernis ou solution filmogène
- **15 jours** pour une crème antifongique.

Faire une toilette à l'eau savonneuse sous la douche le matin, en brossant les ongles de façon à ôter les champignons non pathogènes sans utiliser de savon antiseptique. **Ne pas mettre** de crème hydratante sur les mains ou les pieds le matin du jour du prélèvement.

Évitez le vernis sur les ongles.

ÉTAPE 1



Notez sur l'étiquette du tube fourni votre nom, prénom, date de naissance, date et heure de prélèvement.

ÉTAPE 2



Lavez-vous soigneusement les mains.

ÉTAPE 3

Peau

Frottez le foyer suspect avec un tampon de gaze légèrement imprégné d'alcool à 70%.

Les grosses pellicules, les croûtes, les plaques de peau macérées sont enlevées et rejetées, jusqu'à ce que de très fines pellicules apparaissent au bord du foyer suspecté.

A l'aide d'un scalpel ou d'une curette tranchante (stérile), on gratte en direction du tissu sain et **on recueille des particules de 1 mm** environ dans le récipient stérile.

Ongles

Procédez à une désinfection préalable pour lutter contre les bactéries : pour cela on frictionne avec de l'alcool à 70%. Le matériel est prélevé sur l'ongle après l'avoir débarrassé de toutes les particules friables, facilement détachables qui doivent être rejetées. Le prélèvement se fait en des endroits où le tissu malade est en contact avec le tissu sain.

A l'aide d'un scalpel ou d'une curette tranchante (stérile), **on détache de fins copeaux d'ongle** que l'on recueille dans le récipient stérile.

Couper des parties d'ongles avec des ciseaux et les transmettre pour l'examen est presque toujours improductif !

ÉTAPE 4



Refermez le tube et placez-le dans le sachet prévu à cet effet.