

BEMONSTERINGSMETHODEN

BLOED

! **BELANGRIJK** ALS U VERSCHILLENDE SOORTEN MONSTERS MOET NEMEN, MOET ER ALTIJD ALS LAATSTE BLOED WORDEN AFGENOMEN.

MATERIAAL

Voor het uitvoeren van de bloedafname, die moet uitgevoerd worden door een **gezondheidswerker die erkend is en opgeleid in laboratoriumafname**, stellen wij u ter beschikking :

Een alcoholdoekje

Een naald

Een monsterhouder

Een pleister

Een kompres

De bloedbuis(buizen) die overeenkomen met de voorgeschreven tests



VOORDAT U UW MONSTERS NEEMT : Raadpleeg je arts om na te gaan of je huidige behandeling (medicatie, voedingsaanvulling, etc.) tijdelijk stopgezet moet worden.



BELANGRIJK

Het bloedmonster moet op een **lege maag** worden genomen.

Om het risico van besmetting te beperken, is het van belang de **volgorde waarin de buisjes worden afgenomen en gevuld aan te houden** :

- 1 serum (rode buis)
- 2 EDTA (paarse buis)
- 3 glucose (grijze buis)
- 4 heparine (groene buis)

Het aantal en het type (de kleur) van de buisjes zijn aangepast aan de tests die u zijn voorgeschreven.

Niet alle tests vereisen alle vier soorten buisjes. Als een van de kleuren niet in de kit aanwezig is, gaat de gezondheidswerker verder met het volgende buisje.

Noteer op het etiket van elke tube de gegevens van de patiënt: naam, achternaam, geboortedatum.

OM BLOED AF TE NEMEN :

Optie 1 : Ga naar een van onze **partnercentra**.

Optie 2 : Roep de hulp in van een privéverpleegkundige.

