

als u het volgende moet uitvoeren
**URINE 12H NEUROTRANSMITTERS + 24-UURS URINE +
 OCHTENDURINE**



Stap 1

URINE 12H NEUROTRANSMITTERS

Op de avond van dag 1, bijvoorbeeld rond 20.00 uur, plast u één keer in het toilet zonder de urine op te vangen. Vanaf dat moment begint u met het verzamelen van uw 12-uurs urine in een schoon potje (zie procedure).

Op dag 2, 12 uur na het begin van uw cyclus, in het geval van bovenstaand voorbeeld rond 8 uur, verzamelt u uw laatste urine. Bewaar het potje in de koelkast.

Stap 2

24-UURS URINE

Op dag 2, nadat u uw laatste urine in uw specifieke urine 12H neurotransmitters urinecontainer hebt gedaan, begint u met het verzamelen van uw urine in de container/fles die voor de 24 uur urineverzameling is verstrekt (zie procedure). Bewaar de container/fles in de koelkast.

Stap 3

Dag van de bloedafname (als u een bloedtest moet doen) *

OCHTENDURINE

Op dag 3, in de ochtend, moet de laatste van uw 24-uurs urine worden verzameld in een andere schone container, zodat de ochtendurinepot(ten) kunnen worden gevuld.

De resterende (overtollige) ochtendurine moet in de 24-uurs urinecontainer worden gegoten.

Neem de container/fles terug en homogeniseer de verzamelde urine door deze 8-10 keer te draaien en breng een deel van de gedurende de laatste 24 uur verzamelde urine over in het eveneens bijgeleverde potje met rode dop (zie procedure).

* Als u ook een speekselmonster, een ontlastingmonster of een uitstrijkje moet nemen, neem deze monsters dan de dag vóór uw bloedafname.

De dag van de bloedonderzoek = de dag waarop u uw monsters opstuurt.

Dit document is handig omdat u verschillende soorten verzamelingen moet combineren.

Het helpt u uw bemonsteringsprocedures te vereenvoudigen.

In het kader van uw analyses moet u weten dat er drie soorten urinemonsters kunnen worden gevraagd:

1. *Urine 12H neurotransmitters : Analyses in de Neurotransmitters categorie* ♦
2. *24H urine : Tests in de Schildklier en Bijnier categorieën* ♦
3. *Ochtendurine : Jodurie, Darmmycose, Dysbiose darmmycose, 2/16 OH-oestrogenen* ♦♦♦

Om ervoor te zorgen dat uw inzamelingen correct verlopen, is het belangrijk de specifieke voorwaarden van elke inzameling te volgen.

Het verzonden materiaal wordt altijd aangepast aan uw voorschrift. Vul elk van de verstrekte tubes.

VOORDAT U UW MONSTERS NEEMT :

RAADPLEEG JE ARTS OM NA TE GAAN OF JE HUIDIGE BEHANDELING (MEDICATIE, VOEDINGSSUPPLEMENT, ETC.) TIJDELIJK STOPGEZET MOET WORDEN.

Heeft u nog vragen ?

Wij blijven tot uw beschikking voor verdere informatie van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:30 uur :

logistique@mbnext.be

+32(0) 10 870 834

0800.943.946 (gratis nummer uit Frankrijk)



BELANGRIJK

ALS U VERSCHILLENDE SOORTEN MONSTERS MOET NEMEN, MOET ER ALTIJD ALS LAATSTE BLOED WORDEN AFGENOMEN.



lims

LABORATOIRE
D'ANALYSES MÉDICALES

mbnext group
EUROPE

Gids

Meerdere urinemonsters



als u het volgende moet uitvoeren

URINE 12H NEUROTRANSMITTERS + 24-UURS URINE



Stap 1

URINE 12H NEUROTRANSMITTERS

Op de avond van dag 1, bijvoorbeeld rond 20.00 uur, plast u één keer in het toilet zonder de urine op te vangen. Begin vanaf dat moment met het verzamelen van uw 12-uurs urine in een schoon potje.

Op dag 2, 12 uur na het begin van uw cyclus, in het geval van bovenstaand voorbeeld rond 8 uur, verzamelt u uw laatste urine (zie procedure). Homogeniseer de in het potje verzamelde urine met een gebruiksvoorwerp en breng een deel van de in de laatste 12 uur verzamelde urine over in het daarvoor bestemde potje. Bewaar de pot in de koelkast.

Stap 2

Dag van de bloedafname (als u een bloedtest moet doen)*

24-UURS URINE

Op dag 2, nadat u uw laatste urine in uw speciale urine 12H neurotransmitters urinecontainer hebt gedaan, begint u met het verzamelen van uw urine in de container/fles die voor de 24 uur urineverzameling is verstrekt (zie procedure). Bewaar de container/fles in de koelkast.

Verzamel op dag 3, 24 uur na het begin van uw cyclus, in het geval van het bovenstaande voorbeeld om ongeveer 8 uur 's ochtends, uw laatste urinemonster.

Homogeniseer de verzamelde urine in de container/fles door deze 8 tot 10 keer om te draaien en breng een deel van de tijdens de laatste 24 uur verzamelde urine over in het kleine potje met de eveneens meegeleverde rode dop (zie modaliteit).

* Als u ook een speekselmonster, een ontlastingmonster of een uitstrijkje moet nemen, neem deze monsters dan de dag vóór uw bloedafname.

De dag van het bloedonderzoek = de dag waarop u uw monsters opstuurt.

als u het volgende moet uitvoeren

URINE 12H NEUROTRANSMITTERS + OCHTENDURINE



Stap 1

URINE 12H NEUROTRANSMITTERS

Op de avond van dag 1, bijvoorbeeld rond 20.00 uur, plast u één keer in het toilet zonder de urine op te vangen. Ga vanaf dat moment uw 12-uurs urine opvangen in een schone pot (zie procedure). Bewaar de pot in de koelkast.

Stap 2

Dag van de bloedafname als u een bloedtest moet doen) *

OCHTENDURINE

Op dag 2, 12 uur na het begin van uw cyclus, in het geval van het bovenstaande voorbeeld rond 8 uur, moet de laatste van uw 12H urine worden opgevangen in een ander schoon potje om de ochtendurinepot(ten) te vullen.

De resterende (overtollige) ochtendurine moet in de 12H urinecontainer worden gegoten. Homogeniseer de in de container verzamelde urine met een gebruiksvoorwerp en breng een deel van de gedurende de laatste 12 uur verzamelde urine over in de bijgeleverde urine-opvangpot.

* Als u ook een speekselmonster, een ontlastingmonster of een uitstrijkje moet nemen, neem deze monsters dan de dag vóór uw bloedafname.

De dag van het bloedonderzoek = de dag waarop u uw monsters opstuurt.

als u het volgende moet uitvoeren

24-UURS URINE + OCHTENDURINE



Stap 1

24-UURS URINE

Op de avond van dag 1, bijvoorbeeld rond 20.00 uur, plast u één keer in het toilet zonder de urine op te vangen. Ga vanaf dat moment uw 12-uurs urine opvangen in een schone pot (zie procedure). Bewaar de pot in de koelkast.

Étape 2

Dag van de bloedafname (als u een bloedtest moet doen)*

OCHTENDURINE

Op dag 2, 24 uur na het begin van uw cyclus, in het geval van het bovenstaande voorbeeld rond 8 uur 's morgens, moet de laatste van uw 24-uurs urine worden opgevangen in een andere schone container om de ochtendurine-opvangpot(ten) te vullen.

De resterende (overtollige) ochtendurine moet in de 24-uurs urinepot worden gegoten.

Neem de container/fles terug en homogeniseer de verzamelde urine door deze 8-10 keer te draaien en breng een deel van de gedurende de laatste 24 uur verzamelde urine over in het kleine potje met rode dop, dat eveneens wordt verstrekt (zie procedure).

* Als u ook een speekselmonster, een ontlastingmonster of een uitstrijkje moet nemen, neem deze monsters dan de dag vóór uw bloedafname.

De dag van het bloedonderzoek = de dag waarop u uw monsters opstuurt.