



BEMONSTERINGS METHODEN

24H URINE



BELANGRIJK

ALS U VERSCHILLENDE SOORTEN MONSTERS MOET NEMEN,
MOET ER ALTIJD ALS LAATSTE BLOED WORDEN AFGENOMEN.

MATERIAAL

Om deze bemonstering uit te voeren, stellen wij u ter beschikking:

- 1 x 2,7-liter bus met witte dop voor inzameling.
- 1 pot van 60 ml met rode dop voor het te verzenden monster



BELANGRIJK

- Noteer het totale volume urine dat in het blik is verzameld gedurende de 24 uur op het verzoek om analyse en op het etiket van de pot.
- Als het urinevolume groter is dan 2.7 liter, gebruik dan een schone persoonlijke container met een hoger volume om alle urine op te vangen.
- Als u vergeet om tijdens de verzamelperiode eenmaal uw urine op te halen, moet u de hele operatie vanaf het begin herhalen.

VOORDAT U UW MONSTERS NEEMT : Raadpleeg je arts om na te gaan of je huidige behandeling (medicatie, voedingssupplement, etc.) tijdelijk stopgezet moet worden.



STAP 1



Was je handen grondig.

STAP 2




Urineer 's morgens als eerste in het toilet (bv. om 8.00 uur) en begin dan met het opvangen van de urine gedurende 24 uur (inclusief de urine van de volgende dag om 8.00 uur) in de opvangbeker. Bewaar de urine in de koelkast voor de duur van de inzameling.

STAP 3



Meng alle urine die in de opvangbeker verzameld is.

STAP 4



Giet een monster van de urine die is verzameld in de kleine pot die in de kit zit.
Vul deze kleine pot maximaal in.

STAP 5



Noteer op het potlabel uw naam, achternaam en geboortedatum, evenals het totale volume urine dat gedurende 24 uur in het blik is verzameld.
Plaats vervolgens de kleine pot in de daarvoor bestemde "Emballinfor" tas.