

VERZAMELMETHODE

KEEL- EN KNO-UITSTRIJKJES



BELANGRIJK

ALS JE VERSCHILLENDE SOORTEN MONSTERS MOET AFNEMEN, MOET HET BLOEDMONSTER ALTIJD ALS LAATSTE WORDEN AFGENOMEN.

MATERIAAL

Om deze steekproef te kunnen nemen, stellen wij u het volgende ter beschikking:

- 1 wattenstaafje.
- 1 tube met een roze dop.




BELANGRIJK

De slang kan niet worden uitgespoeld.
Het bevat een AMIES-vloeistofmedium dat essentieel is voor de analyse.



STAP 1



Schrijf uw naam, achternaam en het ophaaltijdstip op het etiket van de meegeleverde buis.

STAP 2




Was je handen grondig.

STAP 3




Open de steriele verpakking en haal het wattenstaafje eruit. Raak de punt van het wattenstaafje niet met uw vingers aan.

STAP 4



Breng het wattenstaafje voorzichtig in de mond ervoor dat het daar blijft. Maak contact met de amandelen en de achterkeel, en verwijder vervolgens het wattenstaafje met de tong en de binnenkant van de wangen aan te

STAP 5



Plaats het wattenstaafje in het buisje en breek het steeltje af bij de rode lijn.

STAP 6



Sluit de tube goed af en plaats deze in de daarvoor bestemde zak.