

VERZAMELMETHODE

LACTOSETEST



BELANGRIJK

ALS JE VERSCHILLENDE SOORTEN MONSTERS MOET AFNEMEN, MOET HET BLOEDMONSTER ALTIJD ALS LAATSTE WORDEN AFGENOMEN.

MATERIAAL

Om deze steekproef te kunnen nemen, stellen wij u het volgende ter beschikking:

- 1 dosis van 50 g lactose



BELANGRIJK

De lactose-test kan tot 2 uur duren.

Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de openingstijden van het centrum het mogelijk maken om de test af te nemen.

VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN DE T

- Het is essentieel om 8 uur voor de test te vasten.
- (met uitzondering van water).
- **Geen zuivelproducten de dag vóór de test.**

Uw arts zal u vertellen of het innemen van medicijnen vóór de test de resultaten kan beïnvloeden.



- Niet drinken, eten of roken.
- Blijf indien mogelijk zitten.
- Naar het toilet gaan is toegestaan.

Aarzel niet om eventuele klachten te melden.

Als er binnen een half uur braken optreedt, wordt de test onderbroken en uitgesteld.

DE LACTOSETEST

- Het eerste bloedmonster wordt op een lege maag afgenomen met behulp van een buisje met fluor.
- De patiënt neemt 50 gram lactose in, opgelost in 250 ml water.

Elke dertig minuten worden vier opeenvolgende monsters genomen in een gefluorideerde buis (30', 60', 90' en 120').

- Er zal ook een bloedglucosemeting worden uitgevoerd.