

VERZAMELMETHODE

OCHTENDURINE MET STABILISATOR



BELANGRIJK

ALS JE VERSCHILLENDE SOORTEN MONSTERS MOET AFNEMEN, MOET HET BLOEDMONSTER ALTIJD ALS LAATSTE WORDEN AFGENOMEN.

MATERIAAL

Om deze steekproef te nemen, heeft u het volgende nodig:

- 1 schone opvangbak (niet meegeleverd).
- 1 pot met geel deksel (meegeleverd).



BELANGRIJK

De meegeleverde verpakking kan niet worden afgespoeld.

Het bevat een stabilisator die essentieel is voor de analyse.

Het monster dient afgenomen te worden terwijl u nuchter bent.

Voor de BIP DMI (Intestinale Dysbiose Mycose), de BIP MI (Intestinale Mycose) en de BIP/BIPI met DMI & MI: de dag vóór de afname:

- Eet een gevarieerde maaltijd die bestaat uit koolhydraten, vetten en eiwitten, omdat dit dynamische analyses zijn.
- Vermijd het consumeren van wijn, druiven, appels en peren.

- *VOORDAT U UW MONSTERS NEEMT: Raadpleeg uw arts om te bepalen of uw huidige behandeling (medicatie, voedingssupplementen, enz.) mogelijk tijdelijk moet worden onderbroken.*



STAP 1



Schrijf op het etiket van het bijgeleverde potje: uw naam, achternaam en geboortedatum.

STAP 2



Was je handen grondig.

STAP 3




Vang je eerste ochtendurine op in het schone bakje dat je hebt klaargelegd. Als je 's nachts moet plassen, kun je dit gebruiken ter vervanging van je eerste ochtendurine.

STAP 4



Open de meegeleverde container en giet de opgevangen urine erin. Zorg ervoor dat de container volledig gevuld is.

STAP 5



Sluit de pot goed af en plaats deze in de daarvoor bestemde zak.