

## VERZAMELMETHODE

## NEUSKEELUITSTRIJKJE

**⚠ BELANGRIJK**

ALS JE VERSCHILLENDE SOORTEN MONSTERS MOET AFNEMEN, MOET HET BLOEDMONSTER ALTIJD ALS LAATSTE WORDEN AFGENOMEN.

## MATERIAAL

Om deze steekproef te nemen, leveren wij het volgende:

- 1 wattenstaafje.
- 1 tube met een roze dop.

**⚠ BELANGRIJK****De slang kan niet worden uitgespoeld.**

Het bevat een AMIES-vloeistofmedium dat essentieel is voor de analyse.

Dit onderzoek kan korte tijd onaangenaam zijn.

#### STAP 1




Op het etiket van het buisje stonden de voor- en achternaam van de patiënt en het tijdstip van afname vermeld.

#### STAP 2



Was je handen grondig.

#### STAP 3




Open de steriele verpakking en haal het wattenstaafje eruit. Raak de punt van het wattenstaafje niet met uw vingers aan.

#### STAP 4



Breng het wattenstaafje voorzichtig diep in het neusgat (ongeveer halverwege tussen de neus en het oor) en maak zoveel mogelijk cellen los door te schrapen binnenoppervlak van het neusgat

#### STAP 5



Plaats het wattenstaafje in het buisje en breek het steeltje af bij de rode lijn.

#### STAP 6



Sluit het buisje goed af en plaats het in de bijgeleverde zak. Bewaar het monster gekoeld (ongeveer +4°C) tot het verzonden wordt.