

VERZAMELMETHODE

SANGUINISCH - BLOEDKWEK

⚠ BELANGRIJK

ALS JE VERSCHILLENDE SOORTEN MONSTERS MOET AFNEMEN, DIENT HET BLOEDMONSTER ALTIJD ALS LAATSTE TE WORDEN AFGENOMEN.

MATERIAAL

Voor het afnemen van het bloedmonster, dat dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde zorgverlener die is opgeleid in het afnemen van laboratoriummonsters, kunnen wij u, afhankelijk van de aanbevolen analyses, de volgende apparatuur ter beschikking stellen:



De bloedbuisjes die overeenkomen met de voorgeschreven onderzoeken.

Een steekproefobject

Een compressie.



Een naald

Een alcoholdoekje

Een associatie

De aerobe en/of anaerobe bloedkweekfles(sen)



VOORDAT U UW MONSTERS NEEMT: Raadpleeg uw arts om te bepalen of uw huidige behandeling (medicatie, voedingssupplementen, enz.) mogelijk tijdelijk moet worden stopgezet.





BELANGRIJK

Het bloedmonster dient bij voorkeur nuchter te worden afgenomen. Bespreek dit met uw arts in het kader van de aanbevolen onderzoeken.

Het is essentieel om een specifieke volgorde te hanteren bij het verzamelen en vullen van de buisjes:

1 citraat* (lichtblauwe tube)

Voer een spoeling van 1 ml uit voordat u een monster neemt.

2 droog / serum (rode tube)

3 sporenelement (donkerblauwe buis)

4 behandeld met heparine (groene buis)

5 EDTA (paarse buis)

6 glucose / fluor (grijze buis)

Het aantal en het type (kleur) buisjes worden afgestemd op de tests die voor u zijn voorgeschreven.

Niet alle testen vereisen het gebruik van alle zeven soorten buizen. Indien een buis van een specifieke kleur niet benodigd is voor de gevraagde testen, ga dan eenvoudig verder met de volgende buis.

Na een grondige aseptische voorbereiding van de punctieplaats worden altijd eerst bloedkweekflessen afgenomen om het risico op contaminatie te minimaliseren; indien nodig worden daarna bloedbuisjes gebruikt. Directe venapunctie heeft de voorkeur. Indien een intraveneus apparaat is ingebracht, dienen bloedkweeken gelijktijdig te worden afgenomen van perifere locaties en vervolgens direct van de toegangsplaats, met 8 tot 10 ml bloed per fles (optimale hoeveelheid) indien mogelijk.

Let op de patiëntgegevens op het etiket van elke tube: voornaam, achternaam, geboortedatum.